

700 / 500-TV 3-Arm

700/500-TV adopte une source de lumière LED froide et dispose d'un système de caméra HD pour toute type de chirurgie
 700/500-TV adopts LED cold light source and has HD camera system, which can be used for all kinds of surgeries.



led ampoules de marque allemande OSRAM avec 50 000 heures de vie
 température de couleur ajustable

German brand **OSRAM** LED bulbs with 50,000 hours life
 Color temperature adjustable



LED cold light,
 head temperature rise less than 1°C



poignée stérilisable amovible
 Removable sterilizer handle



sony HD camera
SONY HD camera

DELL Monitor
 écran DELL



Enregistreur vidéo avec large capacité
 Large capacity video recorder



technologie de gradation
 PWM dimming technology
 no flickering



coupole avec un beau design
 Beautiful ultra-thin lamp
 head design




Optional UPS



OSRAM LED



illumination profonde
 Deep illumination



panneau de controle digital
 LCD control panel

Éclairage réglable en 10 étapes
 10 steps adjustable illumination

Éclairage de couleur réglable en 5 étapes
 5 steps adjustable color temperature