


Fauteuil pour hémodialyse

Modèle G09 02



Un fauteuil sûr et confortable idéal pour les longues séances d'hémodialyse

- Hauteur ajustable par système électrique télécommandé : de 580 jusqu' 880mm
- Dossier ajustable manuellement : de 5° jusqu'à 75°
- Jambière ajustable manuellement : de 5° jusqu'à -70°
- Modèle sur roues pour un déplacement facile et silencieux : ø 75mm
- Revêtement du matelas en skaï facile à nettoyer
- Potence prote serum en inox
- Repose- bras mobile et détachable pour faciliter le nettoyage
- Dimensions (position assise): 900 x 1100mm
- Dimensions (position couchée) : 900 x 2000mm
- Poids maximal du patient : jusqu'à 150 kg
- Un produit garanti ISO et CE
- Pays d'origine : Tchéquie

