

Lit manuel à 4 positions modèle A-4-1



Fiche technique :

- Structure du lit en acier
- Barrières latérales en aluminium
- Tête et pied du lit en ABS et inox démontables
- Hauteur ajustable par système hydraulique de 480mm à 770mm
- Dossier ajustable de : 0° à 70°
- Repose – jambe ajustable de : 0° à 35°
- Roues avec freinage individuel diam. 125mm
- 4 Pieds fixes supplémentaires
- 4 emplacements pour potence
- Dimensions (Long. x Larg. x Haut.): 2140 x 940 x 480-770mm
- Garanti CE & ISO