

Endless Love 
To Guard The New Life Safe



BM-100A

Bilirubinomètre



Stock code [300314]



Introduction

■ Efficacité et convivialité, transmission intelligente

L'écran tactile couleur de 3 pouces affiche en gros caractères pour une lecture rapide des valeurs mesurées;


L'appareil permet l'affichage des données de plusieurs mesures sur le même écran et le stockage simultané des informations de plusieurs patients, réalisant ainsi la gestion de données de patients multiples.

■ Autonomie prolongée, protection de l'environnement et durabilité

La batterie intégrée est rechargeable grâce à la base de recharge fournie, elle permet de mesurer 2 000 fois successivement une fois rechargée à plein;
Le flash xénon a une durée de vie prolongée ($\geq 150\,000$ fois);
La base de recharge est dotée d'un panneau de contrôle, rendant non nécessaires des consommables jetables et réduisant ainsi le coût de l'appareil.

■ Mesure précise et dépistage rapide

L'appareil permet de réaliser un dépistage efficace pour identifier les nouveau-nés atteints d'ictère conformément au dernier guide d'intervention clinique;
Il est possible de mesurer successivement les patients différents, sans que la calibration répétitive soit nécessaire;
La fonction de moyenne permet de régler la moyenne de 1 à 5 mesures, assurant la précision du résultat de mesure;
L'utilisateur pourra changer entre deux unités de mesure: mg/dL, $\mu\text{mol/L}$.



Panneau de contrôle intégré

Configuration standard

Unité principale, base de recharge, adaptateur électrique.



Ningbo David Medical Device Co., Ltd

Add: Bldg No. 5 Ningbo Smart Park, #98 Chuangyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, China
Tel: 0086-574-8780 0008 or 8780 0007 Fax: 0086-574-8780 3714
E-mail: sales@nbdavid.com Web.: www.nbdavid.com P.C.: 315048