

ECG 3 Pistes modèle 300GT avec écran LCD



- ◆Ecran en couleur LCD 3.5" avec affichage graphique.
- ◆Affichage simultané de 3/6/12 dérivations d'ECG.
- ◆Imprimante intégrée thermique.
- ◆Alimentation directe & batterie incluse en lithium rechargeable avec une durée de travail de 4 heures.
- ◆Mémorisation & archivage jusqu'à 1000 données.
- ◆Transfert de données possible grâce au support USB.
- ◆Dimensions: 315 x 215 x 77mm
- ◆Poids Net: 2.25 Kg
- ◆Alimentation électrique: 220V/50Hz



ECG 3 Pistes modèle 300GT avec écran LCD



Un produit garanti CE et ISO.

