

ECG à 6 PISTES 600G



Fiche technique

- ◆Ecran LCD 800 X480TFT avec affichage graphique
- ◆Ecran tactile et clavier de contrôle pour une aisance d' utilisation
- ◆Affichage simultané de 3/6/12 dérivations d' ECG en mode graphique avec enregistrement et impression thermique.
- ◆Alimentation électrique directe et batterie rechargeable en lithium (durée jusqu' à 4 heures. Impression jusqu' à 90 minutes non stop pour satisfaire au maximum les besoins des utilisateurs et les patients.
- ◆Enregistrement et archivage de plus de 1000 données permettant au médecin une meilleure analyse et diagnostique.

Enregistrement & Impression

- Système d' impression thermique
- Dimensions du papier d' impression nécessaire: 110mm×20m
- Enregistrement automatique:25mm/s、50mm/s, erreur:±5%
- Enregistrement manuel :
5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s、100mm/s, erreur:±5%
- **Dimensions de l' appareil:**
315 mm (longueur) × 215 mm (Largeur) × 92 mm (Hauteur)
Poids approximatif: 1.7 kg

Marque : CONTEC MEDICAL

ECG à 6 PISTES 600G

