

## ECG 12 Pistes modèle 1200G



- Affichage de 3/6/12 dérivations simultanée
- Mesure et interprétation automatique
- Grand écran 8" TFT, 800x 600 pixels
- Filtre et design digital
- Imprimante thermique intégrée
- Batterie rechargeable intégrée
- Utilisation (avec batterie) jusqu'à 50 patients
- Poids : 3.5 kg
- Dimensions (L x Larg x Haut): 334 x 320 x 85mm
- Un produit certifié CE et ISO