

## Lit électrique à 5 positions modèle

### DA-2



- Structure du lit en acier recouverte d'époxy assurant une solidité et une sécurité optimale
- Tête, pied- du- lit et barrières en ABS facile à nettoyer
- 5 positions ajustables par système de commande électrique
- Hauteur ajustable de : 460mm à 750mm
- Dossier ajustable : de 0° à 70°
- Plicature du genou ajustable : de 0° à 25°
- Position Trendelenburg :  $\pm 12^\circ$
- Position Trendelenburg réversible :  $\pm 12^\circ$
- Système de freinage centralisé des roues
- Porte cassette de radiologie intégrée dans le dossier du lit
- Diamètres des roues : 125mm
- Positionnement pour porte- sérum dans les quatre coins du lit
- Dimensions du lit (Long x Larg x Haut) : 2180 mm x 970mm x 460/750mm
- Un produit certifié CE et ISO