

Lit électrique multi positions DA-2C



Lit électrique de réanimation dernière génération en matière de sécurité et fiabilité.

- Hauteur ajustable de 495mm jusqu'à 35mm (± 10 mm)
- Dossier ajustable de 0° jusqu'à 70°
- Position Trendelenburg et Trendelenburg réversible : $\geq 12^\circ$
- Plicature du genou : $\geq 25^\circ$
- Tête, pied- du- lit et barrières latérales en PP très résistant et facile à nettoyer
- 4 Roues silencieuses diamètre 125mm
- Système de freinage centralisé

- Emplacement pour potence et poche à urine
- Protection anti impact dans les quatre angles du lit
- Extension dans le lit pour adhérer parfaitement à tous type de matelas selon la hauteur du patient
- Dimensions du lit (L x Larg x Haut) : 2200 x 1075 x 495/735mm
- Dimensions du matelas (L x Larg) : 1960 x 900mm
- Poids maximal du patient : jusqu'à 200 kg
- Produit garanti CE et ISO certifié sans danger pour le patient et utilisateur