

## **Lit électrique 3 positions modèle A02-1**



Entièrement fabriqué en ABS ultra résistant facile à nettoyer.

Tête et pied- du- lit en ABS détachables.

Barrières latérales rabattables en aluminium

Lit à trois positions ajustables par système électrique (télécommande)

Modèle sur roues silencieuses

Hauteur ajustable de 420 jusqu'à 680mm

Dossier ajustable de 0° jusqu'à 45°

Jambière ajustable de 0° jusqu'à 60°

Un produit certifié CE et ISO