

Lit électrique 5 positions modèle DA-8



- Structure en ABS ultra résistant
- Barrières latérales en aluminium
- 5 positions ajustables par système motorisé et télécommande
- Hauteur ajustable de 480mm jusqu'à 770mm
- Dossier ajustable de : 0° jusqu'à 70°
- Repose jambe ajustable de : 0° jusqu'à 35°
- Position Trendelenburg et Trendelenburg réversible de 0° jusqu'à 12°
- 4 Roues silencieuses diamètre 125mm
- Système de freinage centralisé
- Tête et pied du lit en ABS et inox
- Dimensions du lit (Long x Larg x Haut) : 2140 x 940 x 480/770mm
- Potence incluse
- Un produit garanti CE et ISO