

Lit manuel à 5 positions modèle S-1



- Structure en ABS
- 5 positions ajustables par manivelles
- Hauteur ajustable de : 510mm à 780mm
- Dossier ajustable de : 0° à 80°
- Repose- jambe ajustable de : 0° à 35°
- Position Trendelenburg et Trendelenburg inversé : +20° -20°
- 4 roues diamètre : 125mm avec freinage individuel
- Barrières latérales rabattables en aluminium
- Tête et pied- du- lit en ABS
- Un produit certifié CE et ISO