

TABLE CHAUFFANTE MODELE MATRIX SC



Cet appareil haute technologie a été spécialement conçu pour maintenir une température et une atmosphère idéale pour les prématurés et bébés qui ont besoins de soins intensifs dans cette période si critique de leur début de vie. L'efficacité et haute qualité sont réunies pour répondre aux besoins et confort du petit patient.

Cet appareil contrôle automatiquement la température grâce au capteur relié à un microprocesseur.

Le compartiment du bébé est en acrylique radio transparent avec un système d'inclinaison hydraulique

Caractéristiques générales

- Contrôle par microprocesseur
- Système de chaleur irradiante
- Eclairage auxiliaire pour interventions
 - Rotation du chauffage ($\pm 90^\circ$)
- Système électronique de sécurité

Systèmes de contrôle

Température

- Manuelle (contrôle de puissance) : le berceau chauffant contrôle automatiquement la température sur la base d'une valeur programmée par l'opérateur.
- Servo- contrôlé (nouveau- né) : le berceau chauffant contrôle automatiquement le niveau de chauffage grâce au capteur cutanée sur la base d'une valeur programmée par l'opérateur pour la température désirée du nouveau- né.

- **Module de contrôle :**
- Ecran de cristal liquide (alphanumérique)
 - Capteur de température de peau
 - Indicateur digital de la puissance
 - Horloge intégrée
 - Batterie interne rechargeable
 - Touche d'inhibition de son
- Sélection de langue (Anglais, portugais, espagnol)

Compartiment bébé

- Lit avec bords latéraux rabattables
- Lit transparent aux rayons X
 - Tiroir pour rayons X
- Inclinaison du lit changeable
- Système d'inclinaison hydraulique
- Matelas imperméable, antistatique, antiallergique & atoxique

Alarmes audiovisuelles

- Supervision d'opération
 - Température

Fiche technique

Dimensions de la table chauffante : 200x 71,5 x 96cm

Poids net : 100 kg

Dimensions du lit pour nouveau- né : 60x 71cm

Poids maximal : 10kg

Hauteur par rapport au sol : 90- 110cm

Spécifications électriques

- Alimentation : sélection automatique de tension
 - Tension (V) : 100-140/ 205- 245
 - Fréquence du réseau : 50/ 60 Hz

Remarques : (accessoires non inclus dans la table chauffante)

- 2 Débitmètres ('oxygène+ nébuliseur)
 - 2 Bouteilles d'oxygène
 - Support pour sérum
- Armoire porte (avec tiroir interne)
 - Plateau pour instruments
 - Plateau pour moniteur
 - Photothérapie

Garantie CE & ISO